



MAVİ KOD PROSEDÜRÜ

Döküman No	KAD.TL.02
Yayın Tarihi	26.02.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1 / 2

1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir. Hastalarımıza daha hızlı müdahale imkanı sağlayacak uygulama ile acil müdahale gereken durumlar kontrol altına alınacaktır.

Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanında hastaya en hızlı ve verimli resusitasyonu gerçekleştirmek gerekmektedir.

Mavi kod uygulaması ile bu kısıtlı zamanı daha verimli ve daha aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

2. KAPSAM: Tüm sağlık personelinin, ilgili memur ve personelinin, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan tüm hastaları kapsar. Bu Ekip hastanede Kardiyoloji Pulmoner Resusitasyon (CPR) konusunda deneyimli ve eğitilmiş Anestezi uzmanı, dahiliye uzmanı, öğretim görevlisi ve hemşireden oluşmaktadır.

3. UYGULAMA

3.1. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu zaman kat doktoru ve servis hemşiresi tarafından resusitasyon işlemleri talimatına göre hava yolu açıklığı sağlanarak gerekiyorsa kalp masajına başlanıp mavi koda basılır.

3.2. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece **2-3 dakikalık** süre bulunur. Acil Müdahale Ekipmanını içeren acil müdahale arabalarının doğru ve hızlı ulaşılabilir noktalarda olması gerekir.

3.3. Acil tıbbi müdahale için **11133** aranarak mavi kod ekibi haberdar edilir.

3.4. Olay yerine gelen anestezi ekibi önce hastanın genel durumuna göre damar yolu açılmamışsa; damar yolunu açmalıdır, bir yandan da eğer hasta solunum arresti olmuşsa havayolu güvence altına alınarak solunum desteği vermelidir. Eğer hasta kardiyak arrest olmuşsa hastaya dolaşım desteği vermelidir.

3.5. Tüm mavi kod vakalarının zamanları, müdahale süreleri, olay bölgesi ve noktası hemşire tarafından olay müdahale formuna kayıt edilir.

3.6. Müdahaleye cevap veren hasta ambulans çağrılarak en yakın sağlık merkezine gönderilir.

4. ACİL MÜDAHELE EKİPMANLARI

Acil çantası, Defbrilatör, Telsiz telefon

5. MAVİ KOD EKİBİ

Hemşire, Anestezi Doktoru, Dahiliye Doktoru, Anestezi Teknisyeni, Hekim yardımcısı, Güvenlik

Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Mavi Kod Ekip Başkanı



MAVİ KOD PROSEDÜRÜ

Döküman No	KAD.TL.02
Yayın Tarihi	26.02.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	2 / 2

ACİL ÇANTASINDA BULUNAN MALZEMELER

Oksijen Nazal Kanül	Diazem ampul	Atropin Ampul
Oksijen Nebul Maske	Perlinganit ampul	Adrenalin Ampul
Flaster / Turnike	Dobutamin ampul	Dekort (gadexon) Ampul
İntraket (Sarı- Mavi-Pembe)	Magnezyum sülfat ampul	Avil Ampul
Bistüri / Ambu	Diltizem ampul	Serum Fizyolojik 500 ML
Sargı Bezi / Steril Spanç	Enjektör 5 ml	Dopamin Ampul
Tansiyon Aleti / Larengoskop	Enjektör 10 ml	Aritmal Ampul (JETMONAL)
1/3 İzomiks 250 ML	Yetişkin Entübasyon Tüpü 6 -7	Prednol Ampul 40 mg
Sodyumbikarbonat	-7,5	Enjeksiyonluk Su(ÇÖZÜCÜ
% 5 Dextroz 500 ML	Pediyatrik Entübasyon Tüpü 4 -	AMPUL)
Serum Seti	4,5 - 5	Larengoskop

5.2. Acil çantası ve defbrilatör takip ve kontrollerinden bölüm içinde belirlenen kişiler sorumludur. Kullanılan malzemeleri kayıt ederek eksikleri sorumlu hemşireye bildirir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Mavi kod bildirim formu

Hazırlayan
Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Mavi Kod Ekip Başkanı